



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

**Sir Safety System S.p.A. Single-member company**  
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl  
Via dei Fornaciaci, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

Technisches Datenblatt

**export@sirsafety.com**  
**www.sirsafety.com**

Quality Management  
System Certificate  
UNI EN ISO 9001:2015

<b>Name: 30510B KASACK CARDIO</b>	<b>Code: MC2710N0</b>	<b>MC27 KRANKENHAUSBEKLEIDUNG</b>
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

**Beschreibung und Materialien**

Kasack aus Leinen 16/24, 100% Baumwolle, sanforisiert, 190 g/m . V-Halsausschnitt, zwei Seitentaschen und eine Brusttasche mit abgerundeten Ecken, Seitenschlitze, bequemer Schnitt.

Österreichische Bundesgesetzgebung  
Gesetzesdekrets Nr. 46 vom 24. Februar 1997  
Richtlinie 93/42/EG  
KLASSE 1, wird in NICHT STERILER Verpackung verkauft und ist nicht sterilisierbar.



Das Produkt wird nach folgenden Normen entworfen und hergestellt:

- UNI 8492 verschiedene Anwendungen. Art, Zusammensetzung und Anforderungen.
- UNI EN 1441 - Medizinische Vorrichtungen - Risikoanalyse.
- UNI EN 1041 - Angaben des Herstellers medizinischer Vorrichtungen.
- UNI EN 980 Vorrichtungen.
- UNI EN 23758 - Textilien. Pflegekennzeichnungs-Code unter Verwendung von Symbolen.

Kategorie	Farben HELLBLAU	Größen XS - 4X
Menge pro Karton  <b>50</b>	Bezugsnorm 93/42 CE  CLASSE 1:	Wichtige Hinweise Vor Gebrauch prüfen Sie die Verpackung auf Beschädigungen. Wenn die Verpackung beschädigt ist, ist die Vorrichtung nicht zu verwenden. Bei Beschädigung der Vorrichtung während der Verwendung ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.  Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu befolgen.
Fingerfertigkeit		